


IS Fluoro

Super Porcelain EX-3 Super Porcelain EX-3 PRESS

Az IS Fluoro átlátszó belső színezőanyag, mely a természetes fogak fluoreszcenciájának utánzására szolgál. Nem csak a dentin vagy a zománc porcelánok kiégetése után vihető fel, hanem a PFZ-t (porcelán cirkóniumra égetve) borító cirkónium felületén és a PFM (porcelán fémre égetve) felszínén is használható. Az IS Fluoro belátásunk szerint kombinálható porcelánporral a fluoreszcencia fokozására.

UV-megvilágítás alatt



Természetes megvilágításnál



*1 / 365nm

Belső színezők

Fehér	Incizális kék 1	Incizális kék 2	Mamelon narancs 1	Mamelon narancs 2
Fognyaki 1	Fognyaki 2	Fognyaki 3	Földbarna	Vörösesbarna
Lazacszínű	Vörös	A+	B+	C+
D+	Fénylő	IS Fluoro	Szürke	

SS Fluoro

ERABLEN ERABLEN PRESS

Az SS Fluoro a festékárnyalatok alapkészletének módosítója a fluoreszcencia fokozására. Nem csak az alap árnyalatú porcelánfestékekkel keverhető össze, hanem közvetlenül a cirkónium vázra is felvihető.

Módosító festékek

A+	B+	C+	D+	Fognyaki narancs
Incizális kék 1	Incizális kék 2	Szürke	Lazacszínű	Földbarna
Fluoro				